

飯塚市・嘉麻市・桂川町風しん予防接種(MR・風しん単抗原ワクチン)助成対象となる抗体価

検査方法	抗体価 (単位等)	測定キット名 (製造販売元)
H I 法 (赤血球凝集抑制法)	3 2 倍未満 (希釈倍率)	風疹ウイルスH I 試薬「生研」 (デンガ生研株式会社)
	3 2 倍未満 (希釈倍率)	R-H I 「生研」 (デンガ生研株式会社)
E I A 法 (酵素免疫法)	8. 0 未満 (E I A 価)	ウイルス抗体E I A 「生研」ルベラ I g G (デンガ生研株式会社)
	3 0 未満 (国際単位 (IU) /ml)	エンザイグノストB風疹/ I g G (シーメンスヘルスケア・ダイアグノティクス 株式会社)
E L F A 法 (蛍光酵素免疫法)	4 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	バイダス アッセイキットRUB I g G (シスメックス・ビオメリュー株式会社)
L T I 法 (ラテックス免疫比濁法)	3 0 未満 (国際単位 (IU) /ml)	ランピア ラテックスRUBELLA (極東製薬工業株式会社)
C L E I A 法 (化学発光酵素免疫法)	4 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	アクセス ルベラ I g G (ベックマン・コールター株式会社)
	1 4 未満 (抗体価)	i-アッセイCL風しん I g G (株式会社保健科学西日本)
	2 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	R u b e l l a - G アボット (アボットジャパン株式会社)
F I A 法 (蛍光免疫測定法)	3. 0 未満 (抗体価 AI)	B i o P l e x M M R V I g G (バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)
	3 0 未満 (国際単位 (IU) /ml)	B i o P l e x T o R C I g G (バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

【問い合わせ先】

飯塚市 感染症対策室

電話 0948-22-5500

嘉麻市 子育て支援課 母子保健係

電話 0948-62-5715

桂川町 健康福祉課 健康推進係

電話 0948-65-0001